

# Snelle start

Belangrijke informatie over het gebruik  
van uw Alarmsysteem.



Neem dit foldertje goed door!

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen die een Alarmsysteem afneemt bij ons ook weet hoe het werkt in geval van nood. Lees daarom **grondig** deze instructies door voordat u het Alarmsysteem in gebruik neemt!

### **In geval van nood:**

- Houdt de SOS-knop **drie** seconden lang ingedrukt. Als u een trilling voelt, laat dan de SOS-knop **los**. U hoort nu een voicebericht met verdere instructies.
- U heeft over het algemeen binnen twintig seconden contact met de Meldkamer.
- Het is van uiterst belang dat u na het voelen van de trilling **niet** nogmaals op de knop drukt! In dit geval **verbreekt** u de verbinding en wordt er dus geen contact gemaakt.
- **Test** bij ontvangst deze instructies! Zo weet u hoe het werkt als het er (onverhoopt) echt toe doet.

## **De val detectie:**

- De val detectie staat bij aflevering ingesteld, maar moet worden gezien als een **hulpmiddel**. Indien u (onverhoopt) ten val komt, zal het systeem automatisch een melding maken zolang het een **impact** voelt op de ondergrond.
- Draagt u het alarmsysteem in uw zak, kan het zijn dat deze impact niet wordt waargenomen.
- U herkent de werking van de val detectie op het moment dat het systeem **een bericht afspeelt dat de valdetectie is geactiveerd**. U hoeft dan niks te doen. Het Alarmsysteem zal automatisch contact gaan maken. Hoort u niets? Druk dan de SOS-knop drie seconden in voor een normale melding!

## **Volledige handleiding:**

Wij raden u met klem aan om de **volledige handleiding** door te lezen. Deze vindt u onderin dit pakket. Hierin vindt u veel meer informatie over het gebruik van het Alarmsysteem.



**Nederlandse Senioren Alarmering**  
Veiligheid en Welzijn

Tel: 085 - 13 04 632

Email: [info@nl-alarmering.nl](mailto:info@nl-alarmering.nl)

Website: [www.nl-alarmering.nl](http://www.nl-alarmering.nl)